



Scheda tecnica REF 24.22.03

25.08.2026

Dati generali			
Codice	24.22.03	Weitlaner divaricatore lame solide 13cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826032609
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;A002;03;P6
Peso netto (kg)	0,080	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	183510		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	13cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		