



Scheda tecnica REF 24.22.11

25.08.2026

Dati generali			
Codice	24.22.11	Weitlaner divaricatore 2x3 denti smussato 10.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826032623
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;A002;03;P6
Peso netto (kg)	0,048	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	183512		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	10.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		