



Scheda tecnica REF 24.23.02

03.06.2026

Dati generali			
Codice	24.23.02	Funk retrattore per tessuto destro90mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826457129
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;02;aj;59
Peso netto (kg)	0,099	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	453.08.00 (Presto Brochure)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	90mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		