



Scheda tecnica REF 24.26.06

25.08.2026

Dati generali			
Codice	24.26.06	Wigand divaricat 10.5cm destra 3 punte sinist 3d	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826409791
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;A002;03;P6
Peso netto (kg)	0,044	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	420138		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	10.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		