



## Scheda tecnica REF 24.26.14

25.08.2026

| Dati generali                                                                       |                                                                                                                                                      |                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Codice                                                                              | 24.26.14                                                                                                                                             | Wullstein divaricatore smussato13cm |                    |
| Unità                                                                               | pz.                                                                                                                                                  | Numero doganale                     | 90189084           |
| GMDN                                                                                | 45182                                                                                                                                                | GTIN                                | 04046826032821     |
| Classe di rischio                                                                   | 2a (EU MDD)                                                                                                                                          | UMDNS-Code                          | 13-390             |
| Classe                                                                              | 7 (EU MDD)                                                                                                                                           | Base UDI-DI                         | 4046826;A002;03;P6 |
| Peso netto (kg)                                                                     | 0,068                                                                                                                                                | Istruzioni d'uso                    |                    |
| Latex free                                                                          | si                                                                                                                                                   | Istruzioni per la preparazione      | MPK03              |
| Codice CND                                                                          | L03140101                                                                                                                                            |                                     |                    |
| N° di repertorio                                                                    | 183532                                                                                                                                               |                                     |                    |
|    |                                                                                                                                                      |                                     |                    |
| Medicon media                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) |                                     |                    |
| Immagine completa                                                                   |                                                                                                                                                      | Immagine dettagliata                |                    |
|  |                                                                                                                                                      |                                     |                    |
| Misura                                                                              | 13cm                                                                                                                                                 | Rivestimento                        |                    |
| Condizioni di conservazione                                                         |                                                                                                                                                      |                                     |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                         |                                                                                                                                                      |                                     |                    |
| Materiali                                                                           |                                                                                                                                                      |                                     |                    |
|                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                  |                                     |                    |
| Corpo<br>Vite                                                                       | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                             |                                     |                    |