



Scheda tecnica REF 24.30.21

25.08.2026

Dati generali			
Codice	24.30.21	Weitlaner Beckmann divaricatore smussato 21.0cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826033057
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;A002;03;P6
Peso netto (kg)	0,138	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	183555		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	21.0cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		