



## Scheda tecnica REF 24.34.25

03.06.2026

| Dati generali                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Codice                                                                              | 24.34.25                                                                                                                                             | Beckmann Adson divaricatore smusso 25mm 31cm |                    |
| Unità                                                                               | pz.                                                                                                                                                  | Numero doganale                              | 90189084           |
| GMDN                                                                                | 45182                                                                                                                                                | GTIN                                         | 04046826033101     |
| Classe di rischio                                                                   | 2a (EU MDD)                                                                                                                                          | UMDNS-Code                                   | 13-390             |
| Classe                                                                              | 7 (EU MDD)                                                                                                                                           | Base UDI-DI                                  | 4046826;A002;03;P6 |
| Peso netto (kg)                                                                     | 0,244                                                                                                                                                | Istruzioni d'uso                             |                    |
| Latex free                                                                          | si                                                                                                                                                   | Istruzioni per la preparazione               | MPK03              |
| Codice CND                                                                          | L03140101                                                                                                                                            |                                              |                    |
| N° di repertorio                                                                    | 183561                                                                                                                                               |                                              |                    |
|    |                                                                                                                                                      |                                              |                    |
| Medicon media                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) |                                              |                    |
| Immagine completa                                                                   |                                                                                                                                                      | Immagine dettagliata                         |                    |
|  |                                                                                                                                                      |                                              |                    |
| Misura                                                                              | 25mm 31cm                                                                                                                                            | Rivestimento                                 |                    |
| Condizioni di conservazione                                                         |                                                                                                                                                      |                                              |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                         |                                                                                                                                                      |                                              |                    |
| Materiali                                                                           |                                                                                                                                                      |                                              |                    |
|                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                  |                                              |                    |
| Corpo                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                     |                                              |                    |
| Vite                                                                                | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                 |                                              |                    |
| Altro                                                                               | 1.4310 (X10CrNi18-8)                                                                                                                                 |                                              |                    |