



Scheda tecnica REF 24.34.46

03.06.2026

Dati generali			
Codice	24.34.46	Beckmann Adson divaricatore smussato 44mm 31cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826033132
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;A002;03;P6
Peso netto (kg)	0,258	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	183564		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	44mm 31cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		