



## Scheda tecnica REF 24.40.09

03.06.2026

| Dati generali                                                                     |                                     |                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Codice                                                                            | 24.40.09                            | Gelpi divaricat perineale 9cm  |                    |
| Unità                                                                             | pz.                                 | Numero doganale                | 90189084           |
| GMDN                                                                              | 45182                               | GTIN                           | 04046826033156     |
| Classe di rischio                                                                 | 2a (EU MDD)                         | UMDNS-Code                     | 13-390             |
| Classe                                                                            | 6 (EU MDD)                          | Base UDI-DI                    | 4046826;A002;03;P6 |
| Peso netto (kg)                                                                   | 0,060                               | Istruzioni d'uso               |                    |
| Latex free                                                                        | si                                  | Istruzioni per la preparazione | MPK03              |
| Codice CND                                                                        | L03140101                           |                                |                    |
| N° di repertorio                                                                  | 183566                              |                                |                    |
|  |                                     |                                |                    |
| Medicon media                                                                     |                                     |                                |                    |
| Immagine completa                                                                 |                                     | Immagine dettagliata           |                    |
|                                                                                   |                                     |                                |                    |
| Misura                                                                            | 9cm                                 | Rivestimento                   |                    |
| Condizioni di conservazione                                                       |                                     |                                |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                       |                                     |                                |                    |
| Materiali                                                                         |                                     |                                |                    |
|                                                                                   | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                |                    |
| Corpo                                                                             | 1.4021 (X20Cr13)                    |                                |                    |
| Vite                                                                              | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                |                                |                    |
| Altro                                                                             | 1.4310 (X10CrNi18-8)                |                                |                    |