





Scheda tecnica REF 24.52.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	24.52.18	valva laterale 40x18mm paio	
Unità	cf./2	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826033439
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,045	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L040901		
N° di repertorio	184969		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	40x18mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		