





Scheda tecnica REF 24.70.41

20.02.2026

Dati generali			
Codice	24.70.41	Medicon telaio solo for 24.70.40	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826033958
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,530	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	184310		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		