




## Scheda tecnica REF 24.73.30

25.08.2026

| Dati generali                                                                       |                                                  |                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Codice                                                                              | 24.73.30                                         | Semm divaricat addominale cpl  |                    |
| Unità                                                                               | pz.                                              | Numero doganale                | 90189084           |
| GMDN                                                                                | 45182                                            | GTIN                           | 04046826034115     |
| Classe di rischio                                                                   | 2a (EU MDD)                                      | UMDNS-Code                     | 13-390             |
| Classe                                                                              | 7 (EU MDD)                                       | Base UDI-DI                    | 4046826;A002;03;P6 |
| Peso netto (kg)                                                                     | 1,200                                            | Istruzioni d'uso               |                    |
| Latex free                                                                          | si                                               | Istruzioni per la preparazione | MPK01              |
| Codice CND                                                                          | L03140101                                        |                                |                    |
| N° di repertorio                                                                    | 184326                                           |                                |                    |
|    |                                                  |                                |                    |
| Medicon media                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                |                    |
| Immagine completa                                                                   |                                                  | Immagine dettagliata           |                    |
|  |                                                  |                                |                    |
| Condizioni di conservazione                                                         |                                                  |                                |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                         |                                                  |                                |                    |
| Materiali                                                                           |                                                  |                                |                    |
|                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                |                    |
| Corpo                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                |                    |