





## Scheda tecnica REF 24.73.44

20.02.2026

| Dati generali  |  |                                |                |
|--|--|--------------------------------|----------------|
| Codice   | 24.73.44   | Semm valva 50x98mm             |                |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                | 90189084       |
| GMDN   | 45182  | GTIN                           | 04046826034160 |
| Classe di rischio  | 2a (EU MDD)                                      | UMDNS-Code                     | 13-390         |
| Classe   | 7 (EU MDD)                                       | Base UDI-DI                    |                |
| Peso netto (kg)  | 0,140  | Istruzioni d'uso               |                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione | MPK01          |
| Codice CND   | L03140101  |                                |                |
| N° di repertorio   | 184331   |                                |                |
|   |  |                                |                |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                |                |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata           |                |
|  |  |                                |                |
| Misura   | 50x98mm  | Rivestimento                   |                |
| Condizioni di conservazione  |  |                                |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                        |  |                                |                |
| Materiali  |  |                                |                |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                |                |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                |                |