






Scheda tecnica REF 24.90.00

20.02.2026

Dati generali			
Codice	24.90.00	elevatore mammario per mastoplastica28cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826034580
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-390
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,500	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK24-1
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	184374		
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	28cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4021 (X20Cr13)		