






## Scheda tecnica REF 24.90.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	24.90.35	Solz segna areola smussato Ø 45mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32313	GTIN	04046826034658
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-443
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	402609		
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 45mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		