






Scheda tecnica REF 24.90.40

20.02.2026

Dati generali			
Codice	24.90.40	Marx divaricatore mammario30x125mm 27cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826034665
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,450	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK24-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184116		
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	30x125mm 27cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		