






Scheda tecnica REF 24.90.45

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|---|--|
| Codice | 24.90.45 | Marx divaricatore mammario30x140mm 27cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 45918 | GTIN | 04046826034672 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-242 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg) | 0,450 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK24-1 |
| Codice CND | L03140105 | | |
| N° di repertorio | 184117 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 30x140mm 27cm | Rivestimento | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Manico | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Altro | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |