







## Scheda tecnica REF 24.90.50

20.02.2026

| Dati generali  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Codice   | 24.90.50                                 | Saldanha Solz divaricatore addominale 155x66mm 23.5cm |  |
| Unità  | pz.                                      | Numero doganale                                       | 90189084   |
| GMDN   | 45918                                    | GTIN  | 04046826034689   |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)                              | UMDNS-Code  | 15-242   |
| Classe   | 6 (EU MDR)                               | Base UDI-DI   | 4046826;B;R004;03;aj;5L  |
| Peso netto (kg)  | 0,875                                    | Istruzioni d'uso                                      | GATDR00X   |
| Latex free   | si                                       | Istruzioni per la preparazione                        | MPK24-1  |
| Codice CND   | L03140105                                |   |  |
| N° di repertorio   | 184118                                   |   |  |
|        |  |   |  |
| Medicon media  | 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) |   |  |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata                                  |  |
|   |  |   |  |
| Misura   | 155x66mm 23.5cm                          | Rivestimento  | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione  |  |   |  |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |   |  |
| Materiali  |  |   |  |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)      |   |  |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)                         |   |  |
| Manico   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                     |   |  |
| Altro  | 1.4301 (X5CrNi18-10)                     |   |  |