






Scheda tecnica REF 24.90.60

20.02.2026

Dati generali			
Codice	24.90.60	Solz divaricatore a forma di racchetta 45X100mm 12.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826308575
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,086	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184119		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	45X100mm 12.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		