






Scheda tecnica REF 255.15.32

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|--|
| Codice | 255.15.32 | Hegemann Diethrich forbici vascolari 18cm 25° SC | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 44354 | GTIN | 04046826175368 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-482 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso netto (kg) | 0,032 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1 |
| Codice CND | L01040401 | | |
| N° di repertorio | 276759 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 451.03.23 (prospetto medicut forbici) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 18cm 25° | Rivestimento | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4117 (X38CrMoV15) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |