








## Scheda tecnica REF 26.10.13

20.02.2026

| Dati generali  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| Codice   | 26.10.13   | Miller lima per ossa doppio18cm Fig 13 |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                        | 90189084                |
| GMDN   | 35559  | GTIN                                   | 04046826034818          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                             | 11-702                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso netto (kg)  | 0,038  | Istruzioni d'uso                       | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione         | MPK03-1                 |
| Codice CND   | L091202  |  |                         |
| N° di repertorio   | 201480   |  |                         |
|    |  |  |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |  |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata                   |                         |
|    |  |  |                         |
| Misura   | 18cm   | Rivestimento                           |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |  |                         |
| Materiali  |  |  |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)  |  |                         |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |  |                         |