



## Scheda tecnica REF 26.27.12

20.02.2026

Dati generali			
Codice	26.27.12	Henahan elevatore 12mm 17cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826034993
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso netto (kg)	0,035	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L0902		
N° di repertorio	181244		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	12mm 17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Manico</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		