



Scheda tecnica REF 26.29.01

20.02.2026

Dati generali			
Codice	26.29.01	Nagata auricolare elevatore doppio16cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826035037
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L0902		
N° di repertorio	181248		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	16cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		