







Scheda tecnica REF 26.29.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	26.29.10	Langenbeck elevatore 10mm 20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826035068
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso netto (kg)	0,100	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L0902		
N° di repertorio	181251		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	10mm 20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		