



Scheda tecnica REF 26.35.00

20.02.2026

Dati generali			
Codice	26.35.00	Freer elevatore Scheer smusso/affilato 3.5mm 19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826401573
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso netto (kg)	0,022	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.03.01 (prospetto set di strumenti secondo Köln)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	3.5mm 19cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		