



Scheda tecnica REF 26.37.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	26.37.03	Molt periostotomo doppio smusso/affilato 18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826035136
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso netto (kg)	0,040	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	172910		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		