






Scheda tecnica REF 26.37.95

20.02.2026

Dati generali			
Codice	26.37.95	Cohen elevatore doppio6mm 24cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826035235
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso netto (kg)	0,037	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L0902		
N° di repertorio	181261		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	6mm 24cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		