







Scheda tecnica REF 26.44.28

20.02.2026

Dati generali			
Codice	26.44.28	Lempert periostotomo 3.5mm 17cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826035471
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso netto (kg)	0,026	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	172929		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	3.5mm 17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		