



## Scheda tecnica REF 26.54.10

20.02.2026

| Dati generali  |  |                                |                         |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| Codice   | 26.54.10   | Lambotte periostotomo10mm 22cm |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN   | 35559  | GTIN                           | 04046826035747          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                     | 11-084                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso netto (kg)  | 0,095  | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione | MPK12-1                 |
| Codice CND   | L0199  |                                |                         |
| N° di repertorio   | 172949   |                                |                         |
|        |  |                                |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata           |                         |
|   |  |                                |                         |
| Misura   | 10mm 22cm  | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |                                |                         |
| Materiali  |  |                                |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)  |                                |                         |
| Corpo<br>Manico  | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)   |                                |                         |