






## Scheda tecnica REF 26.64.33P

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                |                         |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|
| Codice  | 26.64.33P  | periototomo retto13mm 18.5cm   |                         |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN  | 35559  | GTIN                           | 04046826431549          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                     | 11-084                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso netto (kg)   | 0,064  | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione | MPK12-1                 |
| Codice CND  |  |                                |                         |
| N° di repertorio  |  |                                |                         |
|   |  |                                |                         |
| Medicon media   | 450.00.63 (catalogo Ortopedia )                          |                                |                         |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata           |                         |
|    |  |                                |                         |
| Misura  | 13mm 18.5cm  | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione   |  |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                |                         |
| Materiali   |  |                                |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)                      |                                |                         |
| Corpo<br>Manico   | 1.4021 (X20Cr13)<br>PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) |                                |                         |