



## Scheda tecnica REF 26.69.20P

20.02.2026

Dati generali			
Codice	26.69.20P	periototomo retto5mm 20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826431709
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso netto (kg)	0,105	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	5mm 20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		