








Scheda tecnica REF 267.53.63

20.02.2026

Dati generali			
Codice	267.53.63	Fomon forbici angolata verso il basso 13cm SC Plus	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826175559
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-500
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	191702		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	13cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		