






## Scheda tecnica REF 27.02.10

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                      |                    |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|
| Codice  | 27.02.10   | martello compatto Ø 20mm 100g 16.5cm |                    |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                      | 90189084           |
| GMDN  | 32312  | GTIN                                 | 04046826036263     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)   | UMDNS-Code                           | 15-229             |
| Classe  | 1 (EU MDR)   | Base UDI-DI                          | 4046826;N002;04;WY |
| Peso netto (kg)   | 0,115  | Istruzioni d'uso                     | GATDN00X           |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione       |                    |
| Codice CND  | L0903  |                                      |                    |
| N° di repertorio  | 221866   |                                      |                    |
|   |  |                                      |                    |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                      |                    |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                 |                    |
|    |  |                                      |                    |
| Misura  | Ø 20mm 100g 16.5cm   | Rivestimento                         |                    |
| Condizioni di conservazione   |  |                                      |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                      |                    |
| Materiali   |  |                                      |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)  |                                      |                    |
| <b>Corpo</b>  | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |                                      |                    |
| <b>Manico</b>   | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |                                      |                    |