







Scheda tecnica REF 27.06.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	27.06.20	martello con guarnizione nylon Ø 25mm 200g 18.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32312	GTIN	04046826036324
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-229
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;04;WY
Peso netto (kg)	0,212	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0903		
N° di repertorio	221872		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 25mm 200g 18.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	PA 6 (Polyamid 6)		