






Scheda tecnica REF 27.08.50

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------|
| Codice | 27.08.50 | martelloØ 42/30mm 550g 24cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 32312 | GTIN | 04046826036386 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-229 |
| Classe | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N002;04;WY |
| Peso netto (kg) | 0,550 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L0903 | | |
| N° di repertorio | 221877 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | Ø 42/30mm 550g 24cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Manico | 1.4305 (X8CrNiS18-9) 3.2315 (AlMgSi1) | | |