





## Scheda tecnica REF 27.60.74

20.02.2026

Dati generali			
Codice	27.60.74	Bishop sgorbia4mm 17cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826037246
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso netto (kg)	0,036	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L090402		
N° di repertorio	220810		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	4mm 17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		