



## Scheda tecnica REF 27.62.62

20.02.2026

| Dati generali  |  |                                |                         |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| Codice   | 27.62.62   | Sheehan sgorbia2mm 16cm        |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN   | 10825  | GTIN                           | 04046826037550          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                     | 10-825                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso netto (kg)  | 0,030  | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione |                         |
| Codice CND   | L090402  |                                |                         |
| N° di repertorio   | 220841   |                                |                         |
|        |  |                                |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata           |                         |
|   |  |                                |                         |
| Misura   | 2mm 16cm   | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |                                |                         |
| Materiali  |  |                                |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)  |                                |                         |
| Corpo  | 1.4034 (X46Cr13)   |                                |                         |