






Scheda tecnica REF 27.95.20P

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice | 27.95.20P | Caspar manomettere Ø 12mm 20cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 10825 | GTIN | 04046826431471 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-825 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;04;ak;6M |
| Peso netto (kg) | 0,089 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK12-1 |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | Ø 12mm 20cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Manico | 1.4301 (X5CrNi18-10) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) | | |