







Scheda tecnica REF 277.53.90

20.02.2026

Dati generali			
Codice	277.53.90	Converse Daniel forbici angolato appuntito 9.5cm BI-Line SC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13495	GTIN	04046826445058
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-500
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 453.30.00 (daniel - Set di strumenti per la rinoplastica avanzata Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	9.5cm	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitrato di titanio alluminio carbonio, ad es. forbici Magic Cut
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		