







## Scheda tecnica REF 28.42.06

20.02.2026

| Dati generali   |   |                                |                         |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|
| Codice  | 28.42.06  | Stille sgorbia6mm 16cm         |                         |
| Unità   | pz.   | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN  | 10825   | GTIN                           | 04046826038441          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                     | 10-825                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso netto (kg)   | 0,065   | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione | MPK12-1                 |
| Codice CND  | L090402   |                                |                         |
| N° di repertorio  | 220929  |                                |                         |
|       |   |                                |                         |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                |                         |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata           |                         |
|   |   |                                |                         |
| Misura  | 6mm 16cm  | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione   |   |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |                                |                         |
| Materiali   |   |                                |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)   |                                |                         |
| Corpo   | 1.4034 (X46Cr13)  |                                |                         |