







Scheda tecnica REF 28.52.70

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|
| Codice | 28.52.70 | Hibbs sgorbia curva 20mm 24cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 10825 | GTIN | 04046826039134 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-825 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso netto (kg) | 0,265 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK24-1 |
| Codice CND | L090402 | | |
| N° di repertorio | 220998 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 20mm 24cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4034 (X46Cr13) | | |