






Scheda tecnica REF 28.53.00P

20.02.2026

Dati generali			
Codice	28.53.00P	impugnatura per lame scalpello	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826431884
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,142	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		