





Scheda tecnica REF 28.53.04

20.02.2026

Dati generali			
Codice	28.53.04	vite di ricambio for 28.53.00P	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826039196
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND	L090402		
N° di repertorio	221004		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		