







## Scheda tecnica REF 28.61.12P

20.02.2026

| Dati generali   |   |                                       |                         |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Codice  | 28.61.12P   | Lexer scalpello piatto 12mm 18cm Mini |                         |
| Unità   | pz.   | Numero doganale                       | 90189084                |
| GMDN  | 10825   | GTIN                                  | 04046826431945          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                            | 10-825                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso netto (kg)   | 0,078   | Istruzioni d'uso                      | GATDR00X                |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione        | MPK12-1                 |
| Codice CND  |   |                                       |                         |
| N° di repertorio  |   |                                       |                         |
|       |   |                                       |                         |
| Medicon media   | 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                       |                         |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata                  |                         |
|   |   |                                       |                         |
| Misura  | 12mm 18cm   | Rivestimento                          |                         |
| Condizioni di conservazione   |   |                                       |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |                                       |                         |
| Materiali   |   |                                       |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)   |                                       |                         |
| Corpo<br>Manico   | 1.4034 (X46Cr13)<br>PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)  |                                       |                         |