






Scheda tecnica REF 28.62.26P

20.02.2026

Dati generali			
Codice	28.62.26P	Beckenkamm sgorbia con stop6mm 20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432058
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso netto (kg)	0,143	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	6mm 20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		