







Scheda tecnica REF 28.65.75P

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|
| Codice | 28.65.75P | Lexer sgorbia curva 5mm 25cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 10825 | GTIN | 04046826432232 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-825 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso netto (kg) | 0,140 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK20-1 |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 5mm 25cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Manico | 1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) | | |