








## Scheda tecnica REF 28.66.35P

20.02.2026

Dati generali			
Codice	28.66.35P	Dahmen scalpello piatto angolato 5mm 30cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432423
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso netto (kg)	0,174	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	5mm 30cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo Manico</b>	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		