







## Scheda tecnica REF 28.67.40

20.02.2026

| Dati generali  |   |                                   |                         |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Codice   | 28.67.40  | Dahmen sgorbia angolato 10mm 30cm |                         |
| Unità  | pz.   | Numero doganale                   | 90189084                |
| GMDN   | 10825   | GTIN                              | 04046826040055          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                        | 10-825                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso netto (kg)  | 0,140   | Istruzioni d'uso                  | GATDR00X                |
| Latex free   | si  | Istruzioni per la preparazione    |                         |
| Codice CND   | L090402   |                                   |                         |
| N° di repertorio   | 221091  |                                   |                         |
|        |   |                                   |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                   |                         |
| Immagine completa  |   | Immagine dettagliata              |                         |
|   |   |                                   |                         |
| Misura   | 10mm 30cm   | Rivestimento                      |                         |
| Condizioni di conservazione  |   |                                   |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |   |                                   |                         |
| Materiali  |   |                                   |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)   |                                   |                         |
| Corpo<br>Manico  | 1.4034 (X46Cr13)<br>HGW_2082 (PF_CC_201)  |                                   |                         |