







Scheda tecnica REF 28.67.45

20.02.2026

Dati generali			
Codice	28.67.45	Dahmen sgorbia angolato 15mm 30cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826040079
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso netto (kg)	0,140	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L090402		
N° di repertorio	221093		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	15mm 30cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4034 (X46Cr13) HGW_2082 (PF_CC_201)		