








## Scheda tecnica REF 28.67.68

20.02.2026

Dati generali			
Codice	28.67.68	Dahmen sgorbia angolato 8mm 30cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826040147
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso netto (kg)	0,140	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L090402		
N° di repertorio	221100		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	8mm 30cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4034 (X46Cr13) HGW_2082 (PF_CC_201)		